

Applikationstips



Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung: Aufsätze für Mischkanülen zur intraoralen Applikation. Abgeflachte Form für Bissregistriermaterialien.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyethylen, hohe Dichte

Eigenschaften:

Farbe: transparent



Ratio: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

Ø Aussen: 7,6 x 2,8 (mm)

Ø Innen: 6,4 x 1,6 (mm)

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com