

MaxiFresh



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Reinigungstablette zur äußeren Reinigung und Pflege von Zahnschienen und Sportmundschützern

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de
www.dreve.com

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.
1	Kaliumperoxomonosulfat	70693-62-8
2	Natriumbicarbonat	144-55-8
3	Anionisches Tensid	151-21-3
4	Natriumpercarbonat	15630-89-4
5	Zitronensäure	77-92-9
6	Lebensmittelfarbstoff	
7	Minzöl	

Eigenschaften:

Durchmesser: 20 mm
Dicke: 5 mm
Gewicht: 3,0g ± 0,15g
Farbe: blau-weiß meliert
Geruch: pfefferminzartig
Zerfallzeit: < 5 min
ph-Wert: 7,0 – 9,0
Verpackung: Alu-Blisterfolie