

Bio Bleach hard



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentale Tiefziehfolie zur Anfertigung von stabilen, am Gingivalsaum endenden Bleaching-/Medikamentenschienen.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyethylenterephthalat (PET)

Physikalische Eigenschaften:

Farbe: transparent
Folienstärke: 0,5 mm
Durchmesser: Ø 120mm (Sonderabmessungen auf Anfrage)
Dichte: 1,27g/cm³ DIN 53479
Reißdehnung: > 200% DIN 53455
Rockwell-Härte: R104- 117 ASTM D785
Streckspannung: 50N/mm² DIN 53455
Feuchtigkeitsaufnahme: 0,2% 24 Std. bei 23°C / 3mm
Temperaturbereich: - 40°C- +65°C

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de

www.dreve.com