

Bio Bleach soft



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Tiefziehfolie für Bleaching- und Medikamentenschienen

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Ethylen und Venylacetat

Physikalische Eigenschaften:

Farbe: transparent
Folienstärke: 1,00 mm
Durchmesser: Ø 120 mm (Sonderabmessungen auf Anfrage)
Dichte: 0,935 g/cm³ DIN 53479
Reißdehnung: > 750% DIN 53455
E-Modul: 75 MPa DIN 53457
Schmelzpunkt: 92°C D.S.C.
Zugfestigkeit: 19 MPa DIN 53457
Härte: 92 Shore A

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com