

Biolit D



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentale Tiefziehfolie zur Herstellung von Verbandplatten, Bohrschablonen und diversen Schienen. Sie kann heiß sterilisiert werden.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polykarbonat

Eigenschaften:

Farbe: klar
Folienstärke: 1,00mm / 2,00mm
Durchmesser: Ø 120mm (Sonderabmessungen auf Anfrage)
Biegefestigkeit: > 90Mpa (nach ISO 178)
Zugfestigkeit: 60Mpa (nach ISO 527)
Vicat Erweichungstemp.: 145°C (nach ISO 306)
Wasseraufnahme 24h: 0,15% (nach ISO 62)

Verarbeitung:

Biolit D verbindet sich mit Acrylat.

Das Material muss pro 1mm Stärke für 4 Stunden bei 80°C vorgetrocknet werden.

Biolit D ist heiß sterilisierbar.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de

www.dreve.com