

# BlueSpray



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Blue Spray ist ein bläulich eingefärbtes mikropulverisiertes Spray für optische Abformungen.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Treibgas
2	Pigmentmischung
3	Ethanol
4	Zusatzstoffe

Verarbeitung: Sprühkanüle aufsetzen und auf die gereinigten Und getrockneten Oberflächen in kurzen Sprühstößen auftragen.

Eigenschaften: Ausgleich von unterschiedlichen optischen Eigenschaften, für optimale Scans.

Lagerung: Raumtemperatur, d.h. 15°C – 28°C

Haltbarkeit: Bei ordnungsgemäßer Lagerung bis Verfallsdatum.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

[info@dreve.de](mailto:info@dreve.de)

[www.dreve.com](http://www.dreve.com)