

# Castdon Bonding



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Bonding Flüssigkeit für die Verbindung zwischen hochvernetzten Prothesen und Autopolymerisaten.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Methylmethacrylat
2	Butanon
3	Aliphatisches Urethanacrylat

Eigenschaften:

Farbe: farblos  
Form: flüssig  
Geruch: esterartig / stechend  
Dichte:  $0,9 \text{ g cm}^{-3}$

Verarbeitung:

Nach dem mechanischen Anrauen der Prothesenzähne werden diese in die Form reponiert und dünn mit Castdon bonding eingepinselt.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

[info@dreve.de](mailto:info@dreve.de)

[www.dreve.com](http://www.dreve.com)