

# Drufolen W



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Weich-elastische Tiefziehfolie zur Herstellung von Gußformteilen in der K+B- Technik.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyethylen

Eigenschaften:

Farbe: Natur / Blau  
Stärke: 0,45mm; 0,65mm, 0,8mm, 1,00mm  
Durchmesser: Ø 120mm und 42mm  
Dichte: 0.92 g/cm<sup>3</sup>  
Schmelztemperatur: ca. 100°C -140°C  
Thermische Zersetzung: > 390° C

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädigenden Wirkungen bekannt.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

[info@dreve.de](mailto:info@dreve.de)

[www.dreve.com](http://www.dreve.com)