



Dreve

**Christina Hammer,
5-fache Boxweltmeisterin**

"Ästhetik ist mir im Ring und
außerhalb sehr wichtig.

Mein Motto: Wie ich reingehe,
gehe ich raus! Deshalb nutze
ich meinen Dreve Mouthguard
professional 3D auch in jedem
Training, nicht nur im Wett-
kampf."

Dreve Design Rev.080222-DU080222-25,00-770047

Dreve Mouthguard

Der perfekte Mundschutz für Wettkampf,
Training und Freizeitsport

dentamid.dreve.de

Ihr Mundschutz

**Passt perfekt, schützt perfekt.
Und sieht gut aus!**

Dreve Mouthguards sind das weltweite Profi-Mundschutzsystem für Wettkampf, Training und Freizeitsport, präzise abgestimmt auf Ihr Alter und Ihre Sportart. Ein Original Dreve Mouthguard ist immer ein Laminat aus mehreren, extrem belastungsfähigen Folien und wird unter hohem Druck (6 bar) hergestellt. So ist garantiert, dass die Laminierung – entscheidend für eine optimale Schockabsorbierung und festen Sitz – dauerhaft hält.

Mit Dreve Mouthguards sind Atmen, Schlucken und Sprechen problemlos möglich. Aus diesem Grund finden sich unsere Mouthguards in den Taschen vieler Profisportler. Im Unterschied zu den im Einzelhandel erhältlichen "Boil and bite"-Schienen werden Dreve Mouthguards von echten Spezialisten gefertigt: Kontrolliert angepasst durch den Zahnarzt, individuell hergestellt im zahntechnischen Labor. Immer abgestimmt auf Ihre konkreten Bedürfnisse.

Ihr Modelltyp

- **Junior** für Kinder und Jugendliche
- **Senior** für Erwachsene und die meisten Amateursportler
- **Elite** für Kampfsportler
(mit weicher Einlage zur besseren Schockabsorbierung)
- **Dreve Mouthguard professional 3D** mit gedruckter Einlage für alle Sportarten mit hohem Risiko von Zahnverletzungen (z. B. Hockey)

Junior



Senior



Elite



Professional 3D



Vorteile

- Einzigartige Sicherheitsmerkmale
- Schutzwirkung auf den gesamten Kopf (Gehirnerschütterungen), Zähne, Zahnfleisch, Zunge, Lippen, Kiefer und Gelenke
- Individuelle, perfekt sitzende Passform
- Keine Sprach- oder Atembehinderung
- Individuell im Dentallabor hergestellt

Ein Qualitätsprodukt

Hightech-Materialien und das besondere Herstellungsverfahren machen die Passform so gut, dass Sie während des Tragens problemlos sprechen, trinken und atmen können. Speziell geschulte Zahntechniker stellen Ihren persönlichen Mundschutz in Zusammenarbeit mit Ihrem Zahnarzt her.

Ihre Farben

Einfarbig

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> transparent | <input type="radio"/> rot |
| <input type="radio"/> neon-rot | <input type="radio"/> türkis |
| <input type="radio"/> neon-grün | <input type="radio"/> gold |
| <input type="radio"/> neon-gelb | <input type="radio"/> silber |
| <input type="radio"/> blau | <input type="radio"/> blau-opak |
| <input type="radio"/> gelb | <input type="radio"/> grün |
| <input type="radio"/> schwarz | <input type="radio"/> lila |
| <input type="radio"/> weiß | <input type="radio"/> hellblau |
| <input type="radio"/> pink | <input type="radio"/> bordeaux |
| <input type="radio"/> orange | |



Sie mögen es bunt? Mit dem Funky tool kann jede individuelle Farbkombinationen realisiert werden