




Dreve

Vacformat V9

Reine Formsache



Tiefziehgerät auf Vakuumbasis, speziell entwickelt für die Herstellung von Alignerschielen. In nur einem Arbeitsgang können bis zu 9 Aligner (108 Rohlinge pro Stunde) zeitgleich tiefgezogen werden. Einfachste Bedienung sowie stetige digitale und akustische Kontrolle aller Arbeitsphasen sichern ein problemloses Arbeiten auch mit geringen Vorkenntnissen.

www.dentamid.dreve.de



Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Abmessung (HxBxT) | 415 x 488 x 601 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Spannung | 220–240 V / 50 Hz |
| Verwendbare Folien | Biolon für Vacfomat V9 (354x354 mm) |

D3282 Vacfomat V9

Passend dazu: Biolon für Vacfomat V9
in 4 Schichtstärken

| | |
|---------|----------|
| D420021 | 0,5 mm |
| D420022 | 0,625 mm |
| D420023 | 0,75 mm |
| D420024 | 1,00 mm |

