


Vacformat V9

Dreve

Das neue Vakuum-Tiefziehgerät für Aligner.

Bis zu 9 Schienen in einem Tiefziehvorgang in identischer Qualität.



1 Vacformat V9 / 1 Mitarbeiter / 1 Stunde = 108 Aligner-Rohlinge
(6x schneller als die traditionelle Herstellung)




Vacformat V9	220-240 V / 50-60 Hz	32 li/Min., absolut 100mbar	0,5, 0,625, 0,75 mm (Biolon)	354 x 354 mm	415 x 488 x 600 mm
--------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

Vacformat V9






Dreve

New aligner vacuum-forming unit.

Up to 9 splints in identical quality in one process.



1 Vacformat V9 / 1 employee / 1 hour = 108 aligner blanks
(6 times faster than traditional production)

					
Vacformat V9	220-240 V / 50-60 Hz	32 li/min., absolut 100mbar	0.5, 0.625, 0.75 mm (Biolon)	354 x 354 mm	415 x 488 x 600 mm