

Phrozen Sonic CS+

Qualified by Dreve



Für alle, die einfach drucken wollen

Kompakter LCD-Tischdrucker mit 22 µm Auflösung und neuartiger 385 nm-LED-Lichtquelle mit hoher Lichtintensität für schnelle Bauzeiten. Das hochwertig verarbeitete Vollmetallgehäuse und ein verbessertes Wannens- und Plattform-Handling machen den Phrozen Sonic CS+ zum userfreundlichen 3D-Drucker für alle dentalen Anwendungen.

Features

- + Hohe Lichtintensität für kurze Bauzeiten
- + Überwachung während des Drucks über die Webcam
- + Computergesteuerte vollständige Kontrolle über den Drucker
- + Einsetzbar für die komplette FotoDent® Produktwelt
- + Einfacher Austausch von Verschleißteilen
- + Qualified by Dreve: Definierte Werkseinstellungen für optimale Druckergebnisse
- + Wartung und Reparatur an den Dreve-Standorten
- + Inklusive: Bauplattform, Vats, USB-Stick, Spachtel, Trichter und Slicing Software Dreve Elements



Höchst wirtschaftlich
Günstiger Preis




Höchst kompatibel
Optimal auf den digitalen Workflow abgestimmt



Super einfach
Userfreundliche Bedienung und umfassender Expert-Support



Super schnell
Einzelne Bauteile sind in weniger als 2 Stunden gedruckt



Typ	LCD-Drucker
Wellenlänge	385 nm
Lichtintensität	5 mW/cm ²
Auflösung	22 µm
Bauvolumen	Standard: 74 x 168 x 185 mm ³ Mini: 75 x 75 x 185 mm ³
Wannenvolumen	Standard: 350 ml, Mini: 150 ml
Geräteabmessungen	550 x 380 x 360 mm ³ (H x B x T)
Schichtdicke	0,01–0,30 mm