

## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetztes Präzisionseinbettssilikon für die Totalprothetik.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllstoffe
4	Pigmente

Eigenschaften:

Farbe: rosa

Endhärte: 74 Shore A  $\pm$  2

Typ: Typ 3; niedrige Konsistenz

Mischzeit: 30 s

Verarbeitungszeit: 2 min  $\pm$  1 min bei 23°C

Aushärtezeit: 5 min  $\pm$  1 min bei 23°C

Dosierung: Die Komponenten A + B werden in einem Volumenverhältnis von 1 : 1 vermischt.

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
info@dreve.de  
www.dreve.com