

MaxiFresh



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Reinigungstablette zur äußeren Reinigung und Pflege von Zahnschienen und Sportmundschützern

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

| Pos | Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. |
|-----|------------------------|------------|
| 1 | Kaliumperoxomonosulfat | 70693-62-8 |
| 2 | Natriumbicarbonat | 144-55-8 |
| 3 | Anionisches Tensid | 151-21-3 |
| 4 | Natriumpercarbonat | 15630-89-4 |
| 5 | Zitronensäure | 77-92-9 |
| 6 | Lebensmittelfarbstoff | |
| 7 | Minzöl | |

Eigenschaften:

Durchmesser: 20 mm
Dicke: 5 mm
Gewicht: 3,0g ± 0,15g
Farbe: blau-weiß meliert
Geruch: pfefferminzartig
Zerfallzeit: < 5 min
ph-Wert: 7,0 – 9,0
Verpackung: Alu-Blisterfolie

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de
www.dreve.com